

WDEPI-诱导剂 I 产品说明书

● 产品规格：（CAT#：DL1105）

产品名称	货号	规格	保存
WDEPI-诱导 I（20×浓度）	DL1105L	50 ml/瓶	4℃,24 个月
WDEPI-诱导 I（200×浓度）	DL1105LS	50 ml/瓶	4℃,24 个月
WDEPI-诱导 I（200×浓度）	DL1105LM	250 ml/瓶	4℃,24 个月

● 产品组分

KCl

MgCl₂

EPI-诱导剂 I

甘油及其他稳定剂适量

● 使用方法

货号为 DL1105L 的诱导剂为 20 倍高浓度混合物，使用时，取本产品 1 份加入大肠杆菌营养液（LB，2YT，SOB 等）19 份中，37 度，200rpm 摇菌 12-15 小时，待菌液浑浊，提取质粒即可。

货号为 DL1105LS/M 的诱导剂为 200 倍高浓度混合物，使用时，取本产品 1 份加入大肠杆菌营养液（LB，2YT，SOB 等）199 份中，37 度，200rpm 摇菌 12-15 小时，待菌液浑浊，提取质粒即可。

● 注意事项

1. WDEPI-诱导剂 I 可直接使用，无需过滤或高温灭菌；若发现有浑浊产生，用 0.45um 滤膜过滤即可，不可高温灭菌。
2. WDEPI-诱导剂 I 可在 4 度保存 24 个月，若长期保存请置于-20 度。