

YPF 9cm 果糖琼脂平板说明书

● 产品规格和内容：

包装名称	货号	皿形状 / 尺寸 / 包装含量 / 培养基体积	包装数量	无菌效期	保存条件/时间
YPF 9cm果糖琼脂平板	CAT#: YM1060P-10	圆形 / 直径 9cm / 10 皿 / 22ml	1 袋	6 个月	4°C/30 天
YPF 9cm果糖琼脂平板	CAT#: YM1060P-40	圆形 / 直径 9cm / 40 皿 / 22ml	4 袋	6 个月	4°C/30 天
YPF 9cm果糖琼脂平板	CAT#: YM1060P-100	圆形 / 直径 9cm / 100 皿 / 22ml	10 袋	6 个月	4°C/30 天
一次性涂布棒	CAT#: PSTE1001-10	10 支	1 袋	24 个月	室温干燥24 个月

注：无菌效期：指培养基平板在 4°C 保持无菌状态的时间；保存时间指培养基含水量维持在原始含水量 90% 以上的保存时间。唯地生物提供各种尺寸培养皿的平板产品（包括，但不限于以下尺寸：直径 3.5cm/7cm/9cm/12cm/15cm 的圆皿，边长 10cm/13cm/25cm 的方皿）。如需其他尺寸的平板或特定配方的平板，可点击官网 QQ 联系定制。

● 产品组分与配方：(PH 值(25°C)：6.4±0.1)

产品组分	CAS 号/来源	YPF with Agar 配方 g/L
Peptone	BD Difco	20g
Yeast Extract	Oxoid	10g
Fructose（果糖）	CAS:57-48-7	20g
Agar（琼脂粉）	CAS:9002-18-0	20g

● 产品说明

YPF 9cm 果糖琼脂平板是不含抗生素的 YPF 即用型平板，直径为 9cm，每块平板含培养基约 22ml。取适量不含果糖的 YPF with Agar 预混培养基按配方加水溶解，经高压灭菌后加入过滤除菌的果糖溶液倒平板，晾干水分即成；多用于酿酒酵母功能互补试验或果糖代谢基因的研究。在 YPF 培养基中加入琼脂有助于形成凝胶，使细菌在平板表面生长。细菌不能消化琼脂，但可以从 YPF 培养基中获得生长所需的营养。

● 注意事项

- YPF 9cm果糖琼脂平板需在超净台或无菌环境拆开包装，所有操作均应在超净台或无菌空间完成。
- YPF 9cm果糖琼脂平板在百级无菌车间生产，使用前需确认平板表面光滑，无杂菌生长。若发现有杂菌，停止使用。
- 长时间超期保存会导致平板表面开裂，若无杂菌生长，可通过在裂口处酌情加入0.2-1ml无菌水恢复培养基含水量。待表面水分干燥后可继续使用，但若有杂菌生长，停止使用。
- YPF 9cm 琼脂平板在4度保存时有可能在培养基表面或皿盖产生冷凝水，若无杂菌生长，可将培养基表面、皿盖的冷凝水倒出，打开皿盖，在超净台吹20-30min，待培养基表面无明显水渍后可正常使用。