
甘氨酸溶液产品说明书

● 产品规格和内容：

包装名称	货号	包装含量	包装数量	保存条件/时间
Glycine 甘氨酸（缩写 Gly）	CAT#：YC8110L-100	100ml	1 瓶	4℃/12 个月

● 产品性质：

英文名（English Synonym）	Glycine	**结构式（Structure）**
外观（Appearance）	白色粉末	
溶解性（Solubility）	易溶于水	
级别（Grade）	GR	

● 产品组分与配方：

产品组分	**分子式/CAS 号/分子量**	**配方**	**除菌方式**
甘氨酸	C2H5NO2 / 56-40-6/ 75.067	10mg/ml	0.22μm 过滤
无菌水溶解	------	------	------

● 产品说明

甘氨酸是最简单的非必需氨基酸，也是唯一不具有手性中心的天然氨基酸，分子式为 C2H5NO2，分子量为 75.07；本产品为浓度为 10mg/ml 的甘氨酸水溶液，已过滤除菌，可直接加入培养基中使用。

● 注意事项

1. 不开封的甘氨酸溶液可在 4℃保存 12 个月，若长期保存，放-20 度可保存 24 个月，开封后若发现染菌，停止使用。